

Artificial serum

血清代替品（無血清培養液用添加剤）



培養液添加剤

アニマルフリー

Artificial serum
Animal-free




- 血清の代替品として使用可能
- ヒト幹細胞、浮遊系・接着系ヒト正常細胞、セルラインでの培養を確認
- 少量（1～5％）の添加で血清と同等の増殖性能

Artificial serum (Animal-free)

- Artificial serumは、血清代替品として開発された製品で、当社培養液に添加することで、これまで以上の性能を発揮します。
- 接着系では Fibroblast, MSC, Vero など、浮遊系では PBMC, DAUDI など、複数の細胞種での増殖を確認しています。
- 従来使用している血清の1/2～1/5量を目安に使用してください。
- 本製品はアニマルフリー（動物由来成分不含）です。





1. 接着培養系 (Fibroblast)



※ 培養液は当社 HFDM-1(+)を使用

2. 浮遊培養系 (DAUDI)



※ 培養液は当社 ALyS505N-0 を使用

製品コード (CSTI / NIPRO)	品名	特徴	保管温度	容量(包装)
A2G20P2CC / 87-082	Artificial serum (Animal-free)	アニマルフリー	-20℃	20mL (P)

(P) PET bottle

※本品は研究用試薬です。治療・診断目的ではご使用になれません。