

CiMS[®]

ヒト間葉系間質細胞用無血清培養液




基礎培養液

CiMS-BM



培養液添加剤

アニマルフリー
CiMS-sAF




- 培養容器へのコーティング不要
- ヒト間葉系間質細胞を用いた性能試験済
- 血清・成長因子の添加不要

CiMS®-BM CiMS®-sAF


- CiMSは、培養容器へのコーティングが不要なヒトMSC 未分化増殖用の培養液セットです。基礎培養液とサプリメントを一緒に使用することで長期継代培養と高い増殖性能を可能にします。
また、骨・脂肪・軟骨への分化能を確認しています。
- CiMS-BM は、ヒト間葉系間質細胞用に開発した基礎培養液（未分化維持 / 増殖用）です。
- CiMS-sAF は、アニマルフリーの培養添加剤です。




1. 細胞形態（脂肪由来ヒト間葉系間質細胞）




2. 増殖能




3. 骨・脂肪・軟骨への分化能



Alizarin Red S



Oil Red S



Toluidine Blue

製品コード (CSTI / NIPRO)	品 名	内 容	容 量(包装)	保管温度
A2G00P05C / 87-070	CiMS-BM	ヒト間葉系間質細胞用基礎培養液	500mL (P)	2 - 8 °C
A2G20P1CC / 87-072	CiMS-sAF	ヒト間葉系間質細胞用基礎培養液 アニマルフリー添加剤	10mL (P)	-20°C以下

(P) PET bottle

※本品は研究用試薬です。治療・診断目的ではご使用になれません。



株式会社細胞科学研究所
宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目16番16号
URL: <http://www.cstimedia.com>
E-mail: csti-info@ml.nipro.co.jp



ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号